



任せて安心

Geフルサポートプラン

当社のゲルマニウム半導体検出器システム
新規ご購入後、2年目以降のお客様



ゲルマニウム半導体検出器
および冷却装置

定期予防メンテナンスと保守契約を合わせた
新しいサービスをご用意いたしました。
継続割引もごさいます。

サービス内容：

- ① Ge 定期点検プラン（A/B/C/D/Eから選択、年一回実施）
- ② MCA の故障対応
- ③ Ge 検出器の故障対応（モデルGC/GR/GX/GCW）
- ④ PC 関連機器の故障対応
- ⑤ クライオサイクル(CC)の故障対応
- ⑥ UPS バッテリーの定期交換（4年ごとに交換）
- ⑦ Lynx バッテリーの定期交換（4年ごとに交換）
- ⑧ PC の定期予防メンテナンス（2年ごとに実施）
- ⑨ Ge 検出器の定期予防メンテナンス（4年ごとに実施）
- ⑩ クライオサイクルの定期予防メンテナンス（2年ごとに実施）
- ⑪ クライオサイクル・カラーの定期交換（4年ごとに実施）

※ 機器により保守可能な期間が異なりますので、担当までお問い合わせください。

お問合せ：
ミリオンテクノロジーズ・キャンベラ(株) サービス担当

E-mail : yyamamoto@mirion.com
Tel (東京本社) : 03-5835-5404