



真空引きサービスのご案内

Mirion (Canberra) 社製ゲルマニウム検出器、または
液体窒素容器（デュワー）をお使いの皆様へ

- 装置の正しい性能を発揮する為に
推奨します。
- 弊社製HPGe検出器、液体窒素容器
それぞれに対応いたします。
- 原則として、配送引き取り&返送のサービスですので
スケジュール調整が比較的容易になります。



デュワー

▶ プラン

サービス項目	内容
デュワー ・真空引きサービス	対象製品を、ユーザー様にて弊社宛にお送りください。真空引き作業後、返送いたします。 (弊社への発送手配～真空引き後の設置作業を、弊社エンジニアにて実施ご希望の場合はお問合せください。別途お見積り可能です)
ゲルマニウム検出器 ・真空引きサービス	対象製品を、ユーザー様にて弊社宛にお送りください。真空引き作業後、返送いたします。 (弊社への発送手配～真空引き後の設置作業及び校正作業を、弊社エンジニアにて実施ご希望の場合はお問合せください。別途お見積り可能です) ※設置後には校正作業が必要です。

お問合せ：
ミリオンテクノロジーズ・キャンベラ(株)サービス担当

E-mail : yyamamoto@mirion.com
Tel (東京本社) : 03-5835-5404